




ZERAMEX<sup>®</sup> (P6)

Assortimento



# ASSORTIMENTO

## ZERAMEX® P6 Implants


Ø 3,3mm	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P15508	ZERAMEX®P6 Implant Ø 3,3x8mm SN (incl. Healing Cap)	Lunghezza: 8mm	ZrO <sub>2</sub> -ATZ-HIP
	P15510	ZERAMEX®P6 Implant Ø3,3x10mm SN (incl. Healing Cap)	Lunghezza: 10mm	
	P15512	ZERAMEX®P6 Implant Ø 3,3x12mm SN (incl. Healing Cap)	Lunghezza: 12mm	
Ø 4,1mm	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P16508	ZERAMEX®P6 Implant Ø 4,1x8mm RN (incl. Healing Cap)	Lunghezza: 8mm	ZrO <sub>2</sub> -ATZ-HIP
	P16510	ZERAMEX®P6 Implant Ø 4,1x10mm RN (incl. Healing Cap)	Lunghezza: 10mm	
	P16512	ZERAMEX®P6 Implant Ø 4,1x12mm RN (incl. Healing Cap)	Lunghezza: 12mm	
Ø 4,8mm	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P17508	ZERAMEX®P6 Implant Ø 4,8x8mm RN (incl. Healing Cap)	Lunghezza: 8mm	ZrO <sub>2</sub> -ATZ-HIP
	P17510	ZERAMEX®P6 Implant Ø 4,8x10mm RN (incl. Healing Cap)	Lunghezza: 10mm	
	P17512	ZERAMEX®P6 Implant Ø 4,8x12mm RN (incl. Healing Cap)	Lunghezza: 12mm	





## ZERAMEX® P6 Abutments


SN Piattaforma	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P15501	ZERAMEX®P6 Abutment SN Straight, 1mm (incl. Screw)	Ø: 5,0mm, AH: 6,5mm, KH: 1mm	ZrO <sub>2</sub> -ATZ-HIP VICARBO®
	P15502	ZERAMEX®P6 Abutment SN Straight, 2mm (incl. Screw)	Ø: 5,0mm, AH: 7,5mm, KH: 2mm	
	P15515	ZERAMEX®P6 Abutment SN Angular 15°, 1mm (incl. Screw)	Ø: 5,0mm, AH: 5,5mm	ZrO <sub>2</sub> -ATZ-HIP VICARBO®

### CAD/CAM

	P15530	ZERAMEX®P6 ZERABASE SN, for crown (incl. Screw)	Ø: 5,0mm, AH: 7mm, KH: 1mm	ZrO <sub>2</sub> -ATZ-HIP VICARBO®
	P15531	ZERAMEX®P6 ZERABASE SN, for bridge (incl. Screw)	Ø: 5,0mm, AH: 7mm, KH: 1mm	


RN Piattaforma	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P16501	ZERAMEX®P6 Abutment RN Straight, 1mm (incl. Screw)	Ø: 5,8mm, AH: 7mm, KH: 1mm	ZrO <sub>2</sub> -ATZ-HIP VICARBO®
	P16502	ZERAMEX®P6 Abutment RN Straight, 2mm (incl. Screw)	Ø: 5,8mm, AH: 8mm, KH: 2mm	
	P16515	ZERAMEX®P6 Abutment RN Angular 15°, 1 mm (incl. Screw)	Ø: 5,8mm, AH: 7mm, KH: 1mm	ZrO <sub>2</sub> -ATZ-HIP VICARBO®

### CAD/CAM

	P16530	ZERAMEX®P6 ZERABASE RN, for crown (incl. Screw)	Ø: 5,6mm, AH: 7mm, KH: 1mm	ZrO <sub>2</sub> -ATZ-HIP VICARBO®
	P16531	ZERAMEX®P6 ZERABASE RN, for bridge (incl. Screw)	Ø: 5,6mm, AH: 7mm, KH: 1mm	





I monconi ZERABASE sono integrati nei sistemi di 3Shape ed Exocad

Viti VICARBO®	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P15450	ZERAMEX®P6 VICARBO SN Straight	Lunghezza: 7,3mm	VICARBO®
	P15451	ZERAMEX®P6 VICARBO SN Angular	Lunghezza: 6,25mm	
	P16450	ZERAMEX®P6 VICARBO RN Straight	Lunghezza: 7,5mm	
	P16451	ZERAMEX®P6 VICARBO RN Angular	Lunghezza: 6,7mm	

## ZERAMEX® ZERALOCK™ Abutments



### Monconi dritti e angolati:

SN Piattaforma	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P15305	ZERAMEX® ZERALOCK™ Abutment SN straight	AH: 6mm	ZrO <sub>2</sub> -ATZ-HIP
	T15315	ZERAMEX® ZERALOCK™ Abutment SN angular 15°	AH: 5,4mm	

RN Piattaforma	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P16305	ZERAMEX® ZERALOCK™ Abutment RN straight	AH: 6mm	ZrO <sub>2</sub> -ATZ-HIP
	T16315	ZERAMEX® ZERALOCK™ Abutment RN angular 15°	AH: 5,5mm	







### LOCATOR®

SN Piattaforma	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P15202	ZERAMEX® ZERALOCK™ Locator® 2mm SN	Altezza: 2mm	ZrO <sub>2</sub> -ATZ-HIP
	P15203	ZERAMEX® ZERALOCK™ Locator® 3mm SN	Altezza: 3mm	
	P15205	ZERAMEX® ZERALOCK™ Locator® 5mm SN	Altezza: 5mm	
RN Piattaforma	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P16202	ZERAMEX® ZERALOCK™ Locator® 2mm RN	Altezza: 2mm	ZrO <sub>2</sub> -ATZ-HIP
	P16203	ZERAMEX® ZERALOCK™ Locator® 3mm RN	Altezza: 3mm	
	P16205	ZERAMEX® ZERALOCK™ Locator® 5mm RN	Altezza: 5mm	






## ZERAMEX® Prosthetics - SN Piattaforma

Gestione dei tessuti molli	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P35500	ZERAMEX®P6 Healing Cap SN	Altezza: 0,5mm	PEEK
	P35503	ZERAMEX®P6 Gingivaformer SN, 3mm	Altezza: 3mm	
	P35504	ZERAMEX®P6 Gingivaformer SN, 4mm	Altezza: 4mm	
	P35530	ZERAMEX®P6 Provvisorio SN (incl. Screw)	AH: 7mm KH: 1mm Ø: 4,5mm	PEEK, PEEK-CW30

Impronta	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P35510	ZERAMEX®P6 Transfer Open Tray SN	Altezza capsula: 10mm H. incl. vite: 19mm	PEEK-CW30, Alluminio
	P35512	ZERAMEX®P6 Transfer Closed Tray SN	Altezza capsula: 7mm H. incl. vite: 14mm	
	P35513	ZERAMEX®P6 Transfer Closed Tray , long SN	Altezza capsula: 11mm H. incl. vite: 19mm	
	P35514	ZERAMEX®P6 Scanbody SN	Altezza: 10mm	PEEK, PEEK-CW30




# ASSORTIMENTO





## ZERAMEX® Prosthetics - **SN** Piattaforma

Componenti ausiliari	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P35520	ZERAMEX®P6 Implant-Replica SN	Lunghezza: 10mm	Alluminio
	P35550	ZERAMEX®P6 Provisorio Screw SN	Lunghezza: 7,3mm	PEEK-CW30
	P35450	ZERAMEX®P6 Lab Screw Straight SN	Lunghezza: 7,4mm	PEEK
	P35451	ZERAMEX®P6 Lab Screw Angular SN	Lunghezza: 6,3mm	PEEK

















## ZERAMEX® Prosthetics - **RN** Piattaforma

Gestione dei tessuti molli	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P36500	ZERAMEX®P6 Healing Cap RN	Altezza: 0,6mm	PEEK
	P36502	ZERAMEX®P6 Closure Screw RN	Altezza: 0,5mm	
	P36503	ZERAMEX®P6 Gingivaformer RN, 3mm	Altezza: 3mm	
	P36504	ZERAMEX®P6 Gingivaformer RN, 4mm	Altezza: 4mm	
	P36530	ZERAMEX®P6 Provisorio RN (incl. Screw)	AH: 7mm KH: 1mm Ø: 5,5mm	PEEK, PEEK-CW30

Impronta	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P36510	ZERAMEX®P6 Transfer Open Tray RN	Altezza capsula: 11mm H. incl. vite: 20mm	PEEK-CW30, Alluminio
	P36512	ZERAMEX®P6 Transfer Closed Tray RN	Altezza capsula: 7mm H. incl. vite: 14mm	PEEK-CW30, Alluminio
	P36513	ZERAMEX®P6 Transfer Closed Tray, long RN	Altezza capsula: 11mm H. incl. vite: 18mm	PEEK-CW30, Alluminio
	P36514	ZERAMEX®P6 Scanbody RN	Altezza: 10mm	PEEK, PEEK-CW30

Componenti ausiliari	N° art.	Nome	Dimensioni	Materiale
	P36520	ZERAMEX®P6 Implant-Replica RN	Lunghezza: 10mm	Alluminio
	P36550	ZERAMEX®P6 Provisorium Screw RN	Lunghezza: 6,1mm	PEEK-CW30
	P36450	ZERAMEX®P6 Lab Screw Straight RN	Lunghezza: 7,5mm	PEEK
	P36451	ZERAMEX®P6 Lab Screw Angular RN	Lunghezza: 6,7mm	PEEK
	P18550	ZERAMEX®P6 Abutment Planning Kit		PEEK

## ZERAMEX® – Strumenti

	N° art.	Nome	Materiale
	P35601	ZERAMEX®P Rosedrill ø 2,2mm	acciaio inox
	P35602	ZERAMEX®P Pilot Drill ø 2,2mm	
	P35633	ZERAMEX®P Drill ø 2,8mm	
	P36633	ZERAMEX®P Drill ø 3,5mm	
	P37633	ZERAMEX®P Drill ø 4,2mm	
	P35622	ZERAMEX®P Profile Drill SN Ø 2,8mm	
	P36622	ZERAMEX®P Profile Drill ø 3,5mm	
	P35651	ZERAMEX®P Depth Gauge ø 2,2mm	
	P36651	ZERAMEX®P Depth Gauge ø 3,5mm	
	P35620	ZERAMEX®P Screw Tap ø 3,3mm	
	P36620	ZERAMEX®P Screw Tap ø 4,1mm	
	P37620	ZERAMEX®P Screw Tap ø 4,8mm	
	P38619	ZERAMEX® vassoio protesico, 19mm	
	P38623	ZERAMEX® vassoio protesico, 23mm	
	T38620	ZERAMEX® vassoio protesico, 20mm	
	T38622	ZERAMEX® Rescue Pickup	
	T38625	ZERAMEX® vassoio protesico, 25mm	
	T38626	ZERAMEX® Ausilio di regolazione	
	T38630	Drill extension	

## ZERAMEX® – Strumenti

	N° art.	Nome	Materiale
	P35453	ZERAFIX™ Segnaposto SN 3,0mm	PEEK
	P36453	ZERAFIX™ Segnaposto RN 3,3mm	
	P38645S	ZERALOCK™ Set porta-moncone SN e RN	PEEK
	P38644S	ZERAFIX™ Set porta-moncone SN e RN	
	P48850	ZERAMEX®P Surgery Tray	acciaio inox
	P48854	ZERAMEX®P Surgery Tray, fully equipped with Ratchet	
	P48870	ZERAMEX®P Surgery Tray "mini"	
	P48932	ZERAMEX®P Ratchet Adapter Unit Short	
	P48935	ZERAMEX®P Surgical Ratchet	
	P48860	ZERAMEX®P Prosthetics Tray	
	P48865	ZERAMEX®P Prosthetics Kit, incl. Ratchet	

## Accessoires ZERAMEX® Locator®

	N° art.	Nome	Materiale
	T38219	LOCATOR® Processing Denture Cap (up to 10° divergence per implant, clear, pink, blue), 2 pcs.	Ti/Nylon/LDPE
	T38220	LOCATOR® Processing Denture Cap (up to 20° divergence per implant, green, orange, red), 2 pcs.	Ti/Nylon/LDPE
	T38222	LOCATOR® Blockout Spacer, 20pcs.	Silicone-caucciù
	T38224	LOCATOR® Impression Coping, 4pcs.	Alloggiamento Al con inserto LDPE
	T38226	LOCATOR® Replica Ø4mm, 4pcs.	Alluminio
	T38227	LOCATOR® Replica Ø5mm, 4pcs.	Alluminio
	T38228	LOCATOR® Core Tool	acciaio inox
	T38230	LOCATOR® Replacement clear, 4pcs. Forza di ritenuta: 2,27kg	Nylon
	T38231	LOCATOR® Replacement pink, 4pcs. Forza di ritenuta: 1,36kg	
	T38232	LOCATOR® Replacement blue, 4pcs. Forza di ritenuta: 0,68kg	
	T38233	LOCATOR® Replacement green, 4pcs. Forza di ritenuta: 1,81kg	
	T38234	LOCATOR® Replacement orange, 4pcs. Forza di ritenuta: 0,91kg	
	T38235	LOCATOR® Replacement red, 4pcs. Forza di ritenuta: 0,45kg	

CE	0050	Attenzione
REF	Numero articolo	Utilizzabile fino al
LOT	Numero lotto	Rispettare le istruzioni per l'uso
2	Non riutilizzare	Data di fabbricazione
STER	Sterilizzato a vapore	Fabbricante
NON STER	Non sterile	In caso di confezione danneggiata, non utilizzare
SUN	Conservare al riparo dalla luce solare	FDA
DRY	Conservare in luogo asciutto	Rx only
SM 3.3	Impianto small ø3,3mm SN (Platform ø4,0mm)	«Secondo la legge federale degli Stati Uniti: vendita solo direttamente a medici esperti, dentisti o professionisti autorizzati o per loro conto»
SM 4.8	Impianto small ø4,8mm RN (Platform ø4,8mm)	Impianto small ø4,1mm RN (Platform ø4,8mm)